


DESCALCIFICACIÓN RESIDENCIAL

OLYMPIA PLUS

Para el óptimo funcionamiento del descalcificador, se recomienda su higienización periódica mediante la utilización de productos KALAPHOS.

CÓDIGO	MODELO	CAUDAL máx. (m ³ /h)	RESINA+KDF Litros	CAP. INT. °Hf x m ³	C.SAL Kg	MODELO VÁLVULA	UNIDADES por pallet
A-404021	Olympia Plus 160 V HF UF	2,5	13 HF	96	1,6	K105H	8
A-404127	Olympia Plus 250 V UF	1,25	22	150	2,5	K105H	4
A-404137	Olympia Plus 380 V UF	1,90	35	228	3,8	K105H	4

CÓDIGO	MEDIDAS* A x B x C mm	PESO Kg
A-404021	665 x 340 x 560	24,5
A-404127	1.100 x 340 x 560	37
A-404137	1.100 x 340 x 560	47



*Nota: En la longitud C se incluye el by-pass.

Válvula K105H:

- Display LCD alfanumérico retroiluminado externo hasta en 7 idiomas.
- Sistema de distribución hidráulica con cierres cerámicos.
- Retención de datos en memoria no volátil.
- Bloqueo automático del teclado.
- Medición de flujo en continuo.
- Regeneración proporcional de alta eficiencia en el consumo de sal (Regeneración inteligente).
- Programación en segundos.
- Batería mantenimiento de datos de pantalla 72 horas.

